


Pad and backrest for the chair Hope

Polster und Rückenlehne für Hope

EDO022, EDO023



Design	Egoé studio	
Material	The softener is filled with Dryfeel® outdoor foam, covered with waterproof outdoor fabric, and secured with Velcro fasteners. Upholstery colour can be selected according to „ Samplers Textile “.	Material Der Weichmacher ist mit Dryfeel® Outdoor-Schaumstoff gefüllt, mit wasserdichtem Outdoor-Gewebe überzogen und mit Klettverschlüssen Velcro befestigt. Die Farbe des Polsters kann nach „ Musterkatalog Textilien “ gewählt werden.
Note	EDO022 seat EDO023 backrest Can be ordered separately.	Hinweis EDO022 Sitz EDO023 Rücklehne Kann separat bestellt werden.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for outdoor fabrics, see the manual „ Inspection and maintenance “.	Wartung Verwenden Sie die üblichen, für Außentextilien geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „ Kontrolle und Wartung “.
Weight	EDO022 0.5 kg [1.1 lb] EDO023 0.2 kg [0.45 lb]	Gewicht EDO022 0.5 kg [1.1 lb] EDO023 0.2 kg [0.45 lb]

technical sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.